



# SEDI - RATE SISTEMA PER VES

SEDI - RATE  
E.S.R. SYSTEM



Il sistema SEDI-RATE consente una rapida esecuzione del calcolo della velocità di eritrosedimentazione, con gli stessi risultati del metodo Westergren classico.

La pipetta in polistirolo cristallo è provvista al suo estremo superiore di un tappo in fibra che permette il raggiungimento automatico del livello "0" in modo semplice e sicuro. Nella parte inferiore, ad una distanza precisa, è dotata di un pistoncino che, con la pressione esercitata all'interno della provetta, permette un rapido riempimento della pipetta.

La pipetta è provvista di una scala graduata serigrafata da "0" a "170" estremamente visibile e quindi la lettura in trasparenza risulta essere immediata. La provetta standard Ø 12 x 86 mm in polipropilene, con tappo rosa in polietilene, contiene 0,2 ml di Sodio Citrato, con freccia di livello di riempimento a 1 ml.

Ideale anche per l'esame su bambini o neonati in quanto sono sufficienti appena 0,8 ml di sangue per effettuare l'esame.

*The new SEDI-RATE system allows a rapid execution of the test, achieving the same results of the classic Westergren method.*

*At the upper end, the PS crystal pipette is provided with a fibre cap which permits the automatical reaching of the "0" level in a simple and safe way.*

*At the inferior part, at a precise distance, a little piston allows a quick filling of the pipette, thanks to the pressure exerted inside the tube.*

*The pipette has an extremely clearly printed graduated scale from "0" to "170" and it consequently allows an immediate reading in transparency.*

*The standard PP tube, diameter 12 x 86 mm, with a PE pink cap, contains 0.2 ml of Trisodium Citrate, with label indicating a filling line at 1 ml. It is also ideal for testing on children and babies as only 0.8 ml of blood is needed to perform the test.*

Pipette graduate per V.E.S.

+

Provette con 0,2 ml di Na Citrato per 0,8 ml di sangue, etichettate, con tappo di colore rosa.

E.S.R. graduated pipettes.

+

Test tubes with 0.2 ml of Na Citrate for 0.8 ml of blood, labelled, with pink cap.

ART.

10110



Supporto per SEDI-RATE a 10 posti numerati per una facile identificazione del campione.

E' ideale per mantenere il sistema pipetta+provetta in posizione perfettamente verticale durante la formazione della colonna di sangue.

Prodotto in polistirolo cristallo perfettamente trasparente.

*10 place numbered rack for SEDI-RATE for an easy sample identification.*

*It is ideal to keep the tube+pipette system in a perfectly vertical position during the blood column asset.*

*Manufactured in PS crystal perfectly transparent.*

ART.

10111